


SISTEMA VAPOR - VACÍO

MODELO CV-1



El sistema Jarvis Vapor-Vacío modelo CV-1 para reducir conteo de patógenos y/o extraer la médula espinal de reses, cerdos y ovejas.

JARVIS

- Incrementa vida de anaquel al reducir conteo bacteriano en áreas específicas de la canal.
- Aumenta rendimiento: reduce el recorte o “trimming”.
- Cabezales ligeros.
- Gran potencia en el vacío: para extracción rápida de la contaminación y/o de la médula espinal.
- Diferentes toberas en los cabezales para aplicaciones específicas.
- Construcción en acero inoxidable.
- Aprobado por U.S.D.A.



RAPIDO EFICIENTE HIGIENICO

SISTEMA VAPOR - VACÍO

MODELO CV-1

ESPECIFICACIONES

CABEZAL

PRESIÓN VAPOR DE OPERACIÓN	017-30 PSI 1.2-2.1 kJg/cm ²	
CONSUMO DE VAPOR	200 lbs/hr A 30 PSI 90 kg/hr A 2.1 kg/cm ²	
PRESIÓN VACÍO DE OPERACIÓN	11 A 20 pulg DE Hg	
LONGITUD TOTAL	13 pulg	330 mm
PESO	3.5 lbs	1.6 kg

SANITIZADOR

DIMENSIONES	10 ¹ / ₄ x 10 ¹ / ₄ X 7 pulg 260 x 260 x 178 mm	
PESO	14 lbs	6.4 kg

TANQUE DE SEDIMENTOS

A VAPOR-VACÍO	35 gal	132.5 lts
PESO (VACÍO)	125 lbs	56.7 kg
DIMENSIONES	18 x 52 pulg 457 x 1321 mm	
PARA MÉDULA ESPINAL	80 gal	303 lts
PESO (VACÍO)	355 lbs	158.8 kg
DIMENSIONES	24 x 71 pulg x 1803 mm	

BOMBA DE VACÍO

POTENCIA	7.5 Hp	5600W
VOLTAJE	220/440 VOLTS - 3 FASES - 60 Hz	
DIMENSIONES	43 x 36 x 24 pulg 1092 x 914 x 609 mm	
PESO	600 lbs	272 kg

SELECCIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS

No. de Parte

SISTEMA DE VAPOR-VACÍO (REDUCCIÓN BACTERIAS)
A 220/440 VOLTS - 3 FASES - 60 Hz

4039010

SISTEMA DE VAPOR-VACÍO (EXTRACCIÓN MÉDULA ESPINAL)
PARA RES 220/440 VOLTS - 3 FASES - 60 Hz
PARA CERDO 220/440 VOLTS - 3 FASES - 60 Hz

4039017

4039026

BALANCÍN

4042043

SANITIZADOR

4038016



PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CARNICA Y AVICOLA

JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V. PRIVADA CENTRAL No. 18 Cd. Granja Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Telefonos y Fax (52-33) 36 27 26 97, 36 27 24 19 E-mail: h.sandoval@terra.com.mx jarvis1@infosel.net.mx